


DEAS

OBWÓD ODDECHOWY

(JEDNORUROWY)



Obwód oddechowy jednorurowy do respiratora Carina z zastawką wydechową i linią ciśnieniową PCV

Przeznaczenie dla dorosłych

Układ jednorurowy

Rodzaj rury : gładka wewnętrznie

Długość : 180 cm

Złącze rur : elastyczne typu Flex 22 mm

Średnica rur : 22 mm

Produkt sterylny

NR KAT 05666

Produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Najnowsza technologia. Wykorzystanie materiałów nowej generacji.

Producent

DEAS srl

medox
PRO

Medox Pro Sp. z o.o Sp. k. www.medoxpro.pl