


OBWÓD ODDECHOWY

NR KATALOGOWY 04150



Parametry techniczne:

Obwód oddechowy dla dorosłych anestetyczny, rozciągliwy, jednorazowy

Rodzaj rur: karbowane

Długość rur: 60-200 cm

Materiał PP (polipropylen)

Worek oddechowy 2 litrowy bezlateksowy

Złącze rur 22 mm

Złącze trójnika Y, łącznik podwójnie obrotowy z portem

Średnica rur 22mm

Przeznaczenie dla dorosłych

Opakowanie pojedyncze

Nie zawiera PVC i ftalanów

Sterylny

Producent :

DEAS

DEAS srl
via Dell'Industria, 49
48014 Castelbolognese [RA]
Italy

MedoxPro Sp. z o.o Sp. komandytowa

MEDOX
PRO

Dział Obsługi Klienta
Korespondencja
CustomerService Department
Correspondence
Polska/Poland
78-320 Połczyn Zdrój
ul. Młyńska 11c
Tel. +48 94 36 62 726
Faks. +48 94 36 62 726

Siedziba Spółki
Head Office
Polska/Poland
70-560 Szczecin
ul. Grodzka 20/4

www.medoxpro.pl
medoxpro@medoxpro.pl