

Maska anestetyczna



Maska wykonana z lateksu. Nie zawiera DEHP i PCV. Maska z kołnierzem wypełnionym powietrzem zapewnia komfortowe dopasowanie do twarzy pacjenta. Odpowiednie do wielkości oznakowanie kolorami.

Numer katalogowy	Wielkość	Kolor	Złącze
LB301100	0#-Noworodek	Przeźroczysta	15mm
LB301101	1#-Niemowlę	Przeźroczysta	15mm
LB301102	2#-Dziecko	Żółty	22mm
LB301103	3#-Dorośli mały	Zielony	22mm
LB301104	4#-Dorośli średni	Czerwony	22mm
LB301105	5#-Dorośli duży	Niebieski	22mm

Produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Najnowsza technologia. Wykorzystanie materiałów nowej generacji.

Producent

Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd.