

Miękka maska anestezyjologiczna



Wykonana z lateksu. Nie zawiera DEHP i PCV. Miękki, regulowany kołnierz maski zapewnia dokładne przyleganie do twarzy pacjenta. Posiada pionowy zawór zwrotny. Bez zapachowa

Numer katalogowy	Wielkość
LB302100	0#
LB302101	1#
LB302102	2#
LB302103	3#
LB302104	4#
LB302105	5#
LB302106	6#

Produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Najnowsza technologia. Wykorzystanie materiałów nowej generacji.

Producent

Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd.