

FILTR ODDECHOWY Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA I WILGOCI (HME) DLA DZIECI



**Filtr elektrostatyczny, hydrofobowy, bakteryjno-wirusowy
z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci**

Skuteczność bakteryjna pow.99,999%
Skuteczność wirusowa pow.99,999%
Skuteczność filtracji NACI zgodnie z normą ISO 23328-1) : >95%
Port kapno z koreczkiem, złącza 22M/15F oraz 22F/15M
Produkt nie zawiera lateksu i ftalanów
Pojedyncze opakowanie papier-folia.

Na opakowaniu informacje o zakresie TV, rodzaju filtra, nazwa, numer katalogowy (ref), numer serii,
informacja o producencie/autoryzowanym przedstawicielu, data ważności.

Jednorazowego użytku, sterylne

Produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania
i bezpieczeństwa potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Najnowsza
technologia. Wykorzystanie materiałów nowej generacji.

Katalogowy	MN 137-01
Producent	Morton Medical, Turcja