

Maska anestetyczna bez PVC



Maska wykonana TPE i PP, Nie zawiera PVC i DEHP. Produkt zapewnia komfortowe i szczelne dopasowanie, z przezroczystą powłoką, która poprawia widoczność twarzy pacjenta. Ten produkt może być użyty z obwodem oddechowym. Nie stosować wielokrotnie, tylko jednorazowego użytku.

Numer katalogowy	Rozmiar	Kolor	Złącza
LB301201	1#-Noworodek	Niebieska	15mm
LB301202	2#-Niemowlę	Pomarańczowa	15mm
LB301203	3#-Dziecko	Różowa	22mm
LB301204	4#-Dorosły mały	Biała	22mm
LB301205	5#-Dorosły średni	Żółta	22mm
LB301206	6#-Dorosły duży	Zielona	22mm

Produkt spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i klinicznymi. Najnowsza technologia. Wykorzystanie materiałów nowej generacji.

Producent

Ningbo MFLab Medical Instruments Co., Ltd.